



## Welch Allyn Spot™ Vision Screener



Ein einfach zu bedienender, tragbarer Fotorefraktor, der Refraktionsstörungen und Fehlausrichtungen der Augen bei Kindern und Erwachsenen präzise identifiziert.



**WelchAllyn®**







# Einfacher Datenexport für eine verbesserte Dokumentation und Patientenbetreuung



WiFi  
ODER  
USB-  
Anschluss



Individueller Patientenbericht



Gedruckter  
Etikettenbericht



Die Ergebnisse können direkt an  
Ihr Praxissystem (EPA) übermittelt  
werden.

## Bestellinformationen:

- VS100-2** Spot Vision Screener, EU-Netzteil und Netzkabel, Handgelenkschlaufe  
**VS100S-2** Spot Vision Screener, EU-Netzteil und Netzkabel, Handgelenkschlaufe und Tragetasche

### ZUBEHÖR

- 10644** Spot Vision Screener-Tragetasche

#### Quellen:

1. Evaluation of the Spot Vision Screener in young children in Costa Rica. J AAPOS, Okt. 2015;19(5):441-4. doi: 10.1016/j.jaapos.2015.08.002
2. Accuracy of the Spot and Plusoptix photoscreeners for detection of astigmatism; 2015, Mabel Crescioni, JD, DrPH, Joseph M. Miller, MD, MPH, and Erin M. Harvey, PhD

Weitere Informationen zur Verbesserung der Patientenergebnisse und zu Maßnahmen für den Erhalt der Sehkraft bei Kindern und Erwachsenen erhalten Sie von Ihrem Welch Allyn Partner. Weitere Informationen finden Sie unter [www.welchallyn.de](http://www.welchallyn.de)



Spot Vision  
Screener Microsite

Welch Allyn GmbH  
Hofgartenstr. 16  
D-72379 Hechingen  
Tel.: +49 (0) 7471 98 41 14-0  
Fax: +49 (0) 7471 98 41 14-90  
info@welchallyn.com

[WWW.WELCHALLYN.DE](http://WWW.WELCHALLYN.DE)



**WelchAllyn®**

**Hill-Rom®**

©2018 WELCH ALLYN, INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. DOK.- NR.: SM4193-DE-R1 MC15452 2019-09

Der Spot Vision Screener erzeugt optische Bilder, die bei der Identifizierung von Refraktionsstörungen und Fehlausrichtungen der Augen helfen können, indem er während des Screenings bestimmte Lichtreflexe von jedem Auge erkennt. Der Spot Vision Screener wertet diese Lichtreflexe der Retina aus, um die Refraktionsstörung zu beurteilen. Außerdem werden die Pupillengröße, der Pupillenabstand und die Abweichung der Blickrichtung beurteilt. Das Gerät ist für den Einsatz bei Patienten ab einem Alter von sechs Monaten bis zum Erwachsenenalter vorgesehen. Medizinisches Gerät (93/42/EWG); Klasse (cm). Hersteller: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 USA. EU-Vertr.: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Republik Irland. Dieses medizinische Gerät unterliegt gesetzlichen Bestimmungen für Medizinprodukte und ist dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Welch Allyn empfiehlt, die detaillierten Anweisungen zum sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch in der Begleitdokumentation des Medizinproduktes sorgfältig zu lesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser medizinischen Geräte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich. Welch Allyn behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen am Design, den Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Welch Allyn ist die sich auf den Verkauf seiner Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.